



百衛動物疾病檢測中心

血清生化 檢測送檢單

TEL : (02)2299-0983
送檢日期: 年 月 日

送檢編號	BGT	飼主姓名		飼主電話	
送檢醫院		寵物名字		送檢種別	<input type="checkbox"/> 犬 <input type="checkbox"/> 貓 <input type="checkbox"/> 其他 _____
送檢醫師		寵物年齡		採檢時間	____年____月____日____時
醫院電話		寵物性別	<input type="checkbox"/> 公 <input type="checkbox"/> 母	寵物品種	
醫師手機 <small>(必填) 簡訊通知使用</small>		醫院電郵			
備註					
檢測報告	<input type="checkbox"/> 中文電子報告 <input type="checkbox"/> 英文電子報告 <input type="checkbox"/> 中文紙本 <input type="checkbox"/> 英文紙本 <input type="checkbox"/> line@回覆 <input type="checkbox"/> 電話回覆 <small>(如未勾選則一律給予中文電子報告)</small>				
動物過敏 情況描述	環境- <input type="checkbox"/> 室內為高過敏原環境 <input type="checkbox"/> 近期有到戶外草地上 病史- <input type="checkbox"/> 有過敏病史 <input type="checkbox"/> 皮膚病 <input type="checkbox"/> 酵母菌感染 <input type="checkbox"/> Cortisol使用 <input type="checkbox"/> 腸胃道症狀 患部- <input type="checkbox"/> 臉/唇 <input type="checkbox"/> 趾 <input type="checkbox"/> 踝腕關節 <input type="checkbox"/> 結膜炎 <input type="checkbox"/> 體表性葡萄球菌膿皮症 <input type="checkbox"/> 指尖 <input type="checkbox"/> 前後腳 <input type="checkbox"/> 耳翼/外耳 <input type="checkbox"/> 多汗 <input type="checkbox"/> 其他患部 <input type="checkbox"/> 其他 _____				

檢驗項目	費用	
犬貓過敏原檢測 *品項請參考本公司官網或「百衛動物疾病診斷中心手冊」		
<input type="checkbox"/> 完整過敏原套組 (78項)	\$7600	
內分泌檢測		
<input type="checkbox"/> 皮質醇Cortisol	\$1500	
<input type="checkbox"/> Dexamethasone抑制試驗(LDDST/HDDST)→ 0h /4h/ 8h	\$4000	
<input type="checkbox"/> ACTH刺激實驗→ 0h /1h	\$2800	
<input type="checkbox"/> 甲狀腺激素T4	\$1200	
<input type="checkbox"/> 促甲狀腺激素TSH	\$1200	
<input type="checkbox"/> 游離甲狀腺激素Free T4	\$1500	
<input type="checkbox"/> 甲狀腺功能套組(T4+TSH+Free T4)	\$2800	
<input type="checkbox"/> 內分泌套組(T4+TSH+Free T4+Cortisol)	\$4000	
其他檢測		
<input type="checkbox"/> 膽汁酸bile acid	\$1500	
<input type="checkbox"/> 葉酸	\$1500	
<input type="checkbox"/> 維生素B12	\$1500	
<input type="checkbox"/> 腸胃道疾病套組(葉酸+維生素B12)	\$2600	
性賀爾蒙檢測	<input type="checkbox"/> 動情素 Estrogen, E2	\$1500
	<input type="checkbox"/> 黃體素 Progesterone, PG	\$1500
	<input type="checkbox"/> 辜固酮 Testosterone, TT	\$1500
<input type="checkbox"/> 血液生化綜合檢查套組23項	\$2000	
血栓/凝血功能檢查		
<input type="checkbox"/> 血栓指標 D-dimer	\$1500	
<input type="checkbox"/> 凝血酶原時間 Prothrombin time, PT	\$900	
<input type="checkbox"/> 活化部分凝血活酶時間 Activated partial thromboplastin time, APTT	\$900	

★★送檢需知(備註):

- 一、葉酸及維生素B12單項需至少 0.5 mL 血清；過敏原及內分泌檢體量至少 0.5 mL 血清；全套過敏原需至少 1 mL 血清。請勿添加抗凝劑。血栓/凝血功能檢查需以檸檬酸鈉抗凝(藍頭管)之全血或血漿。血液生化綜合檢查需要肝素抗凝(綠頭管)血漿/全血0.5mL。
- 二、若貴院無離心機，可將全血置於eppendorf(微量離心管)中靜置15分鐘，待血清出現抽取至另一eppendorf(微量離心管)中封妥即可。葉酸及維生素B12需使用避光離心管。若無避光離心管，可用鋁箔紙包住一般微量離心管。
- 三、血清請以冷藏方式運輸，並詳細註明採檢時間。
- 四、送檢即表示同意交由百衛動物疾病檢測中心進行剩餘檢體之後續處理事宜。
- 五、若對採檢有任何疑問，請電洽百衛疾病診斷中心(02)2299-0983。



線上報告查詢系統



百衛官網

第一聯：百衛動物疾病檢測中心收執聯(白)
第二聯：業務收執聯(紅)
第三聯：送檢醫院留存聯(黃)